

MEDRAD® Centargo: Der nächste Schritt ist ein Sprung in der CT-Injektor Technologie!



WENIGER AUFWAND. BESSERE VERSORGUNG.

MEDRAD® Centargo ist die aktuellste Ergänzung des Bayer-Sortiments im Bereich CT – ein innovativer CT Injektor.

Die Arbeitsbelastung in der Radiologie nimmt kontinuierlich zu. Der MEDRAD® Centargo wurde speziell entwickelt, um die Effizienz zu erhöhen und Arbeitsabläufe zu automatisieren, damit in der Radiologie mehr Zeit für Ihre PatientInnen bleibt.

Einfach eingerichtet

Die tägliche Einrichtung lässt sich in weniger als zwei Minuten erledigen.



Schnell gewechselt

Der Patientenschlauch wird automatisch entlüftet, sobald er eingerastet ist. In weniger als 20 Sekunden ist der Injektor bereit für den nächsten Patienten.



Nah am Patienten

Zusätzlich zum Bildschirm im Kontrollraum sorgt der Injektor-Touchscreen im Scanraum für mehr Patientennähe.



Automatisch leitlinienkonform*

Kontrastmittel einfach elektronisch dokumentieren mittels eingebautem Barcodeleser. Patientenindividuelle Injektionsprotokolle erstellt //Smart Protocols und berücksichtigt u. a. die Iodeinbringrate, das Körpergewicht und die Röhrenspannung.



Maximal flexibel

Kabellose Mobilität dank leistungsstarker Akkus und geschützter WLAN-Konnektivität.

Die Vorteile von MEDRAD® Centargo für Sie und Ihre Patienten



Einfach	Sicher	Zuverlässig
Centargo bietet Ihnen einen einfachen, zuverlässigen und automatischen Arbeitsablauf mit schnellen Wechselzeiten zwischen den Scans.	Centargo reduziert die manuelle Dateneingabe und sorgt dank intuitiver Benutzeroberfläche für mehr Sicherheit bei der Erledigung Ihrer täglichen Aufgaben.	Centargo bietet Ihnen die bewährte Qualität von Bayer, die auf jahrzehntelanger Erfahrung, umfassendem Service und versierter klinischer Unterstützung beruht.
Die tägliche Vorbereitung des Injektors ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen.	Der integrierte Barcodeleser automatisiert Ihre Kontrastmitteldokumentation und bietet schnellen Zugang zu Kontrastmittel- und Injektionsdaten.	Mit dem kolbenbasierten System zur Flüssigkeitsabgabe und der integrierten Wärmemanschette zur Warmhaltung der vorgewärmten Kontrastmittellösung ist eine hochwertige Flüssigkeitsversorgung, selbst bei anspruchsvollsten Protokollen, gewährleistet.
Vorkonfektioniertes 24-Stunden-Tagesset	Das Einhand-Klicksystem am Anschluss des Patientenschlauchs und zwei integrierte Rückschlagventile verhindern Kreuzkontaminationen und sorgen für einen hohen Hygienestandard.	Leitlinienkonformes* Arbeiten dank //Automatischer Dokumentation des Kontrastmittels, Datenübermittlung per RIS/PACS-Schnittstellen und Erstellung patientenindividueller Injektionsprotokolle mit //Smart Protocols.
Erweiterte Scannerkonnektivität ermöglicht Scan-Synchronisierung und vereinfachte Arbeitsabläufe.	Die Reservoirs des Tagessets entlüften sich automatisch und Sensoren erkennen zuverlässig Luftein- und -austritte zur Verhinderung von Lufteinschlüssen.	Kabellose Mobilität dank leistungsstarker Akkus und geschützter WLAN-Konnektivität.

MEDRAD® Centargo CT Injection System:

So wird „**WENIGER AUFWAND & BESSERE VERSORGUNG**“ in der Radiologie Realität.

Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion, Transfer und Distribution eines Teils oder des gesamten Inhalts dieser Publikation in irgendeiner Form einschließlich Speicherung und Nutzung auf optischen und elektronischen Datenträgern nur mit schriftlicher Genehmigung der Bayer Vital GmbH.

© Bayer Vital GmbH



Manufacturer

Imaxeon Pty Ltd
Unit 1, 38 – 46 South Street
Rydalmer, NSW 2116
Australia
Phone: +1-61-2-8845-4999
Fax: +1-61-2-8845-4998

Imaxeon is a Bayer subsidiary

Vertrieb Europa

Pharmaceuticals Division
Bayer Medical Care B.V.
Avenue Céramique 27
6221 KV Maastricht, the Netherlands

MEDRAD is ISO 13485: 2003-Certified

CE 2797



Radiology

Bayer Vital GmbH
D-51366 Leverkusen

Stand: März 2024

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
info@radiologie.bayer.de
Telefon: 0214 308 22 33

radiologie.bayer.de

